

	AllergyScreen – Procédure du test
Préparation	Rincer la bandelette réactive avec la solution tampon, secouer la cuvette à réactions
1. Incubation	0,25 ml de sérum incuber pendant 45 min. sur le mélangeur
Rincer	Rincer avec la solution tampon, secouer en tapotant
2. Incubation	6-7 gtt. de solution de détection (bouchon vissé blanc), incuber pendant 45 min. sur le mélangeur
Rincer	Rincer avec la solution tampon, secouer en tapotant
3. Incubation	6-7 gtt. de solution de conjugué (bouchon vissé rouge), incuber pendant 20 min. sur le mélangeur
Rincer	Rincer avec la solution tampon, secouer en tapotant
4. Incubation	6-7 gtt. de solution de coloration (flacon noir), incuber pendant 20 min. dans l'obscurité sur le mélangeur, adapter le temps d'incubation à la température ambiante si nécessaire (voir mode d'emploi)
Rincer	Rincer avec de l'eau courante, secouer en tapotant
Évaluation	Faire sécher la bandelette réactive et lire les résultats

Pour plus d'information, voir mode d'emploi du test

Distribution en Suisse:
TEOMED SA
8606 Greifensee
Tel. 044 / 942 00 13
Fax 044 / 942 00 19